

DE-CS7-78

Bovenblad

voor het afdekken van de machine, 70 cm diep, 90 cm breed.



EAN: 4002513297560 / Materiaalnummer: 05744740 / Oud Materiaalnummer: 69216009D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8535	•
Productcategorie	
Deksel	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	900
Buitenmaat, nettodiepte in mm	700
Buitenmaat, brutohoogte in mm	50
Buitenmaat, brutobreedte in mm	820
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1010
Nettogewicht in kg	6,80
Brutogewicht in kg	8,60