

A 19

Deksel

voor het fixeren van kwetsbaar spoelgoed.



- Geperforeerde plaat 7 x 7 x 3 mm
- Geschikt voor inzetrek E 969

EAN: 4002513298758 / Materiaalnummer: 05746210 / Oud Materiaalnummer: 69796901D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PG 8527	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Productcategorie</b>	
Deksel	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	18
Buitenmaat, nettobreedte in mm	251
Buitenmaat, nettodiepte in mm	351
Buitenmaat, brutohoogte in mm	70
Buitenmaat, brutobreedte in mm	275
Buitenmaat, brutodiepte in mm	515
Nettogewicht in kg	0,55
Brutogewicht in kg	0,70