

E 757

Wagen

voor het optimaal plaatsen van groot laboratoriumglaswerk.



- Uitgerust met 6 sproeikoppen
- Uitgerust met een in hoogte verstelbaar houderframe
- Maximale belaadhoogte vanaf oplegging: 610 mm

EAN: 4002513298772 / Materiaalnummer: 05746290 / Oud Materiaalnummer: 69575701D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
G 7825	•
<b>Productcategorie</b>	
Overige wagens	•
Module voor groot laboratoriumglaswerk	
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Maximale beladingshoogte in mm	610
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
<b>Capaciteit</b>	
Groot laboratoriumglaswerk [aantal]	6
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	346
Buitenmaat, nettobreedte in mm	530
Buitenmaat, nettodiepte in mm	600
Buitenmaat, brutohoogte in mm	675
Buitenmaat, brutobreedte in mm	565
Buitenmaat, brutodiepte in mm	650
Nettogewicht in kg	10,90
Brutogewicht in kg	10,90