

E 957

Wagen

voor het optimaal plaatsen van 12 grote laboratoriumglazen.



- Uitgerust met 12 sproeikoppen met Ø 10 mm
- In hoogte verstelbaar houderframe
- Magneetstrip voor automatische herkenning van wagens
- Max. belaadhoogte vanaf oplegging: 615 mm

EAN: 4002513298789 / Materiaalnummer: 05746300 / Oud Materiaalnummer: 69595701D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PG 8527	•
<b>Productcategorie</b>	
Overige wagens	•
Module voor groot laboratoriumglaswerk	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Maximale beladingshoogte in mm	615
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
<b>Capaciteit</b>	
Groot laboratoriumglaswerk [aantal]	12
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	353
Buitenmaat, nettobreedte in mm	640
Buitenmaat, nettodiepte in mm	790
Buitenmaat, brutohoogte in mm	390
Buitenmaat, brutobreedte in mm	665
Buitenmaat, brutodiepte in mm	805
Nettogewicht in kg	16,98
Brutogewicht in kg	17,45