

E 492

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van nierbekkens.



- Uitgerust met 9 houders, hoogte: 86 mm mm, afstand 49 mm mm
- Inzetbaar in onderrek

EAN: 4002513317343 / Materiaalnummer: 05771140 / Oud Materiaalnummer: 69549201D

<b>Productcategorisatie</b>	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Productcategorie</b>	
Inzet voor nierbekkens/schalen	•
Overige inzetstukken	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Spijlafstand in mm	49
Spijlhoogte in mm	86
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van nierbekkens	•
<b>Capaciteit</b>	
Nierbekkens [aantal]	9
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	120
Buitenmaat, nettobreedte in mm	256
Buitenmaat, nettodiepte in mm	474
Buitenmaat, brutohoogte in mm	125
Buitenmaat, brutobreedte in mm	320
Buitenmaat, brutodiepte in mm	480
Nettogewicht in kg	1,06
Brutogewicht in kg	1,31