

E 710/1

Wagen

voor het optimaal plaatsen van 4 DIN-containers inclusief deksel.



- Reservoirgrootte: 150 x 300 x 600 mm
- Bovenbladgrootte: 30 x 300 x 600 mm
- Magneetstrip automatische wagenherkenning (zonder magneet ML)

EAN: 4002513369199 / Materiaalnummer: 05848260 / Oud Materiaalnummer: 69571002D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Productcategorie</b>	
Wagen voor containers	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van containers	•
<b>Capaciteit</b>	
DIN-containers hoogte 15 cm [aantal]	4
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	450
Buitenmaat, nettobreedte in mm	530
Buitenmaat, nettodiepte in mm	600
Buitenmaat, brutohoogte in mm	740
Buitenmaat, brutobreedte in mm	800
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1200
Nettogewicht in kg	29,00
Brutogewicht in kg	38,00
<b>Meegeleverde verpakking</b>	
Magneetstrip voor de automatische wagenherkenning (zonder magneten) [aantal]	1