


E 965

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van bekersglazen 250 - 600 ml.

EAN: 4002513369229 / Materiaalnummer: 05848290 / Oud Materiaalnummer: 69596501D



- Uitgerust met 15 x 3 spijlen voor bekersglazen van 250 tot 600 ml

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PG 8527	•
<b>Productcategorie</b>	
Inzet/module voor bekersglazen	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
<b>Capaciteit</b>	
Bekersglazen [aantal]	98
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	173
Buitenmaat, nettobreedte in mm	357
Buitenmaat, nettodiepte in mm	522
Buitenmaat, brutohoogte in mm	280
Buitenmaat, brutobreedte in mm	540
Buitenmaat, brutodiepte in mm	560
Nettogewicht in kg	2,07
Brutogewicht in kg	2,86