


E 963

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van bekersglazen tot 250 ml.



- Uitgerust met 33 x 3 spijlen voor bekersglazen tot 250 ml

EAN: 4002513369236 / Materiaalnummer: 05848300 / Oud Materiaalnummer: 69596301D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8527	•
Productcategorie	
Inzet/module voor bekersglazen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Bekersglazen [aantal]	98
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	155
Buitenmaat, nettobreedte in mm	357
Buitenmaat, nettodiepte in mm	522
Buitenmaat, brutohoogte in mm	285
Buitenmaat, brutobreedte in mm	550
Buitenmaat, brutodiepte in mm	530
Nettogewicht in kg	1,58
Brutogewicht in kg	1,70