


E 960/1

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van erlenmeyers met wijde hals.



- Uitgerust met 20 grote en 26 kleine veerhaken
- Geschikt voor erlenmeyers met wijde hals en maatcilinders

EAN: 4002513400953 / Materiaalnummer: 05892360 / Oud Materiaalnummer: 69596002D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8527	•
Productcategorie	
Inzet/module voor glaswerk met wijde hals	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Erlenmeyers [aantal]	46
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	185
Buitenmaat, nettobreedte in mm	357
Buitenmaat, nettodiepte in mm	522
Buitenmaat, brutohoogte in mm	280
Buitenmaat, brutobreedte in mm	530
Buitenmaat, brutodiepte in mm	560
Nettogewicht in kg	0,80
Brutogewicht in kg	0,90