

O 177/1

bovenrek

voor optimale reiniging met 26 sproeikoppen en plaatsing diverse inzetrekken.

EAN: 4002513412413 / Materiaalnummer: 05913050 / Oud Materiaalnummer: 69117702D



- Rechterkant voor het plaatsen van diverse inzetten
- Linkerkant met 26 sproeikoppen en 7 trechters los meegeleverd
- Uitgerust met in hoogte verstelbaar rooster
- Belaadhoogte 230/205 mm
- In hoogte verstelbaar: – 20 / – 40 mm

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8535	•
PG 8536	•
Productcategorie	
Lafette/rekdrager	•
Bovenrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Toepassingsgebied	
Behandeling van KNO-instrumenten	•
Behandeling van tandheelkundige instrumenten	•
Capaciteit	
Hand- en hoekstukken [aantal]	11
Holle instrumenten [aantal]	22
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	263
Buitenmaat, nettobreedte in mm	498
Buitenmaat, nettodiepte in mm	455
Buitenmaat, brutohoogte in mm	280
Buitenmaat, brutobreedte in mm	545
Buitenmaat, brutodiepte in mm	560
Nettogewicht in kg	3,70
Brutogewicht in kg	4,52