

E 441/1

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van micro-instrumenten.



- De maaswijdte op de bodem bedraagt 1,7 mm
- De zijkanten zijn gesloten, stapelbaar
- Interne indeling met 6 verstelbare bruggen voor veilige opslag
- Stoomsterilisatie bij 121°C/134°C

EAN: 4002513460476 / Materiaalnummer: 05988240 / Oud Materiaalnummer: 69544102D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Inzet/module voor MIC-instrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Toepassingsgebied	
Behandeling van MIC-instrumenten	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	60
Buitenmaat, nettobreedte in mm	183
Buitenmaat, nettodiepte in mm	284
Buitenmaat, brutohoogte in mm	100
Buitenmaat, brutobreedte in mm	210
Buitenmaat, brutodiepte in mm	315
Nettogewicht in kg	0,77
Brutogewicht in kg	0,92