

FP 20

Filterplaatje

voor het behandelen van hand- en hoekstukken bij gebruik van AUF 1/AUF 2.



- Om verstoppingen door kleine deeltjes te voorkomen
- Porositeit 2
- 20 filterplaten per verpakking

EAN: 4002513505498 / Materiaalnummer: 06059480 / Oud Materiaalnummer: 69751201D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Producteigenschappen	
Kleur	Wit
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	30
Buitenmaat, nettobreedte in mm	100
Buitenmaat, nettodiepte in mm	125
Buitenmaat, brutohoogte in mm	28
Buitenmaat, brutobreedte in mm	125
Buitenmaat, brutodiepte in mm	167
Diameter in mm	30
Nettogewicht in kg	0,06
Brutogewicht in kg	0,10