


E 902/1

Wagen

voor het plaatsen van maximaal 3 MIC-OK-sets in een modulair systeem.



- Geschikt voor 6 inzetmodules met geïntegreerde injector/adapter
- Bovenste & onderste niveau vrij voor inzetten, bijv. E 142
- Uitgerust met een aansluiting voor heteluchtdroging
- Magneetstrip automatische wagenherkenning (incl. magneet ML)
- Gelijktijdige reiniging van zeefschalen en MIC-OK-sets

EAN: 4002513505542 / Materiaalnummer: 06059530 / Oud Materiaalnummer: 69590202D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigungs- en desinfectieautomaten, medisch	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Productcategorie</b>	
Wagen voor MIC-instrumenten	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van MIC-instrumenten	•
<b>Capaciteit</b>	
DIN-zeefschalen [aantal]	3
SPRI-zeefschalen [aantal]	1
MIC-sets [aantal]	3
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	620
Buitenmaat, nettobreedte in mm	640
Buitenmaat, nettodiepte in mm	790
Buitenmaat, brutohoogte in mm	650
Buitenmaat, brutobreedte in mm	650
Buitenmaat, brutodiepte in mm	800
Nettogewicht in kg	24,00
Brutogewicht in kg	34,00
<b>Meegeleverde verpakking</b>	
E 362 blindschroef [aantal]	6
E 444 trommel voor lichtkabels/zuigslangen [aantal]	3
E 445 – 12 kapjes voor spoelhuizen E 442, opening Ø 6 mm [aantal]	2
E 446 – 12 kapjes voor spoelhuizen E 443, opening Ø 10 mm [aantal]	1
E 905/1 module-inzet voor korte MIC-instrumenten [aantal]	3
E 906/1 module-inzet voor lange MIC-instrumenten [aantal]	3
2 m siliconen slang Ø 5 mm	•
Magneetstrip voor de automatische wagenherkenning (zonder magneten) [aantal]	1