


A 9/1

Geperforeerde onderplaat

voor het voorzichtig reinigen van kwetsbaar spoelgoed door breking spoelstraal.



- Perforatie 7 x 7, overbrugging 3 mm

EAN: 4002513531176 / Materiaalnummer: 06097010 / Oud Materiaalnummer: 69500902D

Productcategorisatie	
Grote reinigungs- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8527	•
Productcategorie	
Onderlegstuk	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1
Buitenmaat, nettobreedte in mm	773
Buitenmaat, nettodiepte in mm	573
Buitenmaat, brutohoogte in mm	10
Buitenmaat, brutobreedte in mm	870
Buitenmaat, brutodiepte in mm	590
Nettogewicht in kg	1,70
Brutogewicht in kg	1,80