

DE 23

Bovenblad

voor het afdekken van de machine bij een opstelling zonder dampcondensator.



- Geschikt voor de G 7823 bij opstelling zonder dampcondensator

EAN: 4002513678420 / Materiaalnummer: 06174470 / Oud Materiaalnummer: 69216101D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7823	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	0
Buitenmaat, brutohoogte in mm	50
Buitenmaat, brutobreedte in mm	820
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1000
Nettogewicht in kg	10,00
Brutogewicht in kg	11,00