


E 745/1

Module

voor het optimaal plaatsen van maximaal 104 pipetten.



- Geschikt voor 104 pipetten tot 540 mm
- Vakgrootte houderframe 16 x 16 mm

EAN: 4002513735406 / Materiaalnummer: 06233580 / Oud Materiaalnummer: 69574502D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
G 7825	•
<b>Productcategorie</b>	
Inzet/module voor pipetten	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van pipetten/injectieflacons	•
<b>Capaciteit</b>	
Pipetten [aantal]	104
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	288
Buitenmaat, nettobreedte in mm	492
Buitenmaat, nettodiepte in mm	496
Buitenmaat, brutohoogte in mm	415
Buitenmaat, brutobreedte in mm	530
Buitenmaat, brutodiepte in mm	590
Nettogewicht in kg	24,60
Brutogewicht in kg	25,00