


E 745/1

Module

voor het optimaal plaatsen van maximaal 104 pipetten.



- Geschikt voor 104 pipetten tot 540 mm
- Vakgrootte houderframe 16 x 16 mm

EAN: 4002513735406 / Materiaalnummer: 06233580 / Oud Materiaalnummer: 69574502D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
G 7825	•
Productcategorie	
Inzet/module voor pipetten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Toepassingsgebied	
Behandeling van pipetten/injectieflacons	•
Capaciteit	
Pipetten [aantal]	104
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	288
Buitenmaat, nettobreedte in mm	492
Buitenmaat, nettodiepte in mm	496
Buitenmaat, brutohoogte in mm	415
Buitenmaat, brutobreedte in mm	530
Buitenmaat, brutodiepte in mm	590
Nettogewicht in kg	24,60
Brutogewicht in kg	25,00