

Afvoerslang 1,50M
Afvoerslang
voor de waterafvoer van vaatwassers en wasmachines

EAN: 4002516244738 / Materiaalnummer: 06401481 / Oud Materiaalnummer:



- Slang van flexibel materiaal
- Lengte 1,5 m, binnendiameter 22 mm
- tevens is verbindingbuis recht mat. nr. 0164212 nodig
- of buishoek mat.nr. 0078149
- alsook slangklem mat.nr. 01627501 (2 stuks bestellen)
- niet geschikt voor W1
- alleen geschikt als verlenging van afvoerslang