

E 529

Wagen

voor het optimaal plaatsen van 4-5 oogheelkundige sets.



- 2 niveaus voor het plaatsen van zeefschalen
- 1 niveau met 16 resp. 30 inspuisers
- Aansluitmogelijkheid voor E 478/1 op toevoerpijp
- Uitgerust met een aansluiting voor heteluchtdroging
- Magneetstrip automatische wagenherkenning (zonder magneet ML)

EAN: 4002513792553 / Materiaalnummer: 06415950 / Oud Materiaalnummer: 69552901D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7823	•
G 7824	•
Productcategorie	
Wagen voor oogheelkundige instrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van oogheelkundige instrumenten	•
Capaciteit	
OK-sets voor micro-instrumenten [aantal]	4-5
Holle instrumenten [aantal]	46
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	471
Buitenmaat, nettobreedte in mm	530
Buitenmaat, nettodiepte in mm	645
Buitenmaat, brutohoogte in mm	550
Buitenmaat, brutobreedte in mm	640
Buitenmaat, brutodiepte in mm	650
Nettogewicht in kg	14,00
Brutogewicht in kg	21,00