

E 474/4

Wagen voor modules

voor het optimaal plaatsen van maximaal 2 MIC-sets in een modulair systeem.



- Voor het plaatsen van holle instrumenten in 3 inzetmodules
- Uitgerust met een aansluiting voor heteluchtdroging
- Voor plaatsing: E 903, E 905, E 906, E 444, E 460, E 457, E 142
- Bevestiging voor ML/2 voor wagenherkenning / sproeiarmdetectie

EAN: 4002513805536 / Materiaalnummer: 06439160 / Oud Materiaalnummer: 69547405D

<b>Productcategorisatie</b>	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PG 8536	•
<b>Productcategorie</b>	
Wagen voor MIC-instrumenten	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van MIC-instrumenten	•
Behandeling van tandheelkundige instrumenten	•
<b>Capaciteit</b>	
MIC-sets [aantal]	2
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	507
Buitenmaat, nettobreedte in mm	535
Buitenmaat, nettodiepte in mm	515
Buitenmaat, brutohoogte in mm	540
Buitenmaat, brutobreedte in mm	540
Buitenmaat, brutodiepte in mm	630
Nettogewicht in kg	10,17
Brutogewicht in kg	10,17
<b>Meegeleverde verpakking</b>	
E 362 blindschroef [aantal]	2
E 447 adapter vrouwelijk, voor Luer-Lock mannelijk [aantal]	3