


U 184/1

Onderrek

voor optimale plaatsing centrifugebuisjes, vials en reageerbuisjes.



- Uitgerust met 96 injectoren
- Alleen te gebruiken met bovenrek O 175 / O 187 / O 184
- Installatiehoogte: ongeveer 170 mm mm

EAN: 4002513805659 / Materiaalnummer: 06439180 / Oud Materiaalnummer: 69118403D

<b>Productcategorisatie</b>	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PG 8536	•
<b>Productcategorie</b>	
Injectorrek	•
Onderrek	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Maximale beladingshoogte in mm	170
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van pipetten/injectieflacons	•
Behandeling van reageerbuisen	•
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	250
Buitenmaat, nettobreedte in mm	515
Buitenmaat, nettodiepte in mm	531
Buitenmaat, brutohoogte in mm	270
Buitenmaat, brutobreedte in mm	525
Buitenmaat, brutodiepte in mm	540
Nettogewicht in kg	5,00
Brutogewicht in kg	6,00
<b>Meegeleverde verpakking</b>	
ID 90, inspuiter Ø 2,5 mm, lengte 90 mm [aantal]	96