

E 436/3

Wagen

voor het optimaal plaatsen van ongeveer 3 anesthesie-sets.



- geschikt voor ongeveer 3 anesthesie-sets
- 8 injectoren met geveerde oplegging voor ademslangen tot 1,5 mm
- Opslag op spoel
- Uitgerust met een aansluiting voor heteluchtdroging
- Bevestiging voor ML/2 voor wagenherkenning / sproeiarmdetectie

EAN: 4002513805673 / Materiaalnummer: 06439240 / Oud Materiaalnummer: 69543604D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8536	•
Productcategorie	
Wagen voor anesthesie-instrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van anesthesiemateriaal	•
Capaciteit	
AN-sets [aantal]	3
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	507
Buitenmaat, nettobreedte in mm	535
Buitenmaat, nettodiepte in mm	535
Buitenmaat, brutohoogte in mm	510
Buitenmaat, brutobreedte in mm	540
Buitenmaat, brutodiepte in mm	520
Nettogewicht in kg	6,60
Brutogewicht in kg	7,00
Meegeleverde verpakking	
E 430/1 1/3 zeefschalen [aantal]	1
E 431 inspuiter voor balg-element, Ø 8 x 193 mm [aantal]	1
E 432 houder voor harmonica-beademingslangen [aantal]	1
E 433 houder voor siliconen beademingslangen [aantal]	2
E 434 houder voor kinderbeademingslangen [aantal]	1
E 466 inspuiter 8 x 333 mm, voor ademzak [aantal]	6
E 496 inspuiter 4 x 120 mm [aantal]	10