

E 427

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van 6 laryngoscopen.



- Geschikt voor 6 laryngoscopen

EAN: 4002513808209 / Materiaalnummer: 06442120 / Oud Materiaalnummer: 69542701D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Inzet/module voor anesthesie-instrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van anesthesiemateriaal	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	92
Buitenmaat, nettobreedte in mm	210
Buitenmaat, nettodiepte in mm	134
Buitenmaat, brutohoogte in mm	164
Buitenmaat, brutobreedte in mm	245
Buitenmaat, brutodiepte in mm	250
Nettogewicht in kg	0,90
Brutogewicht in kg	1,00