


U 874/1

Onderrek

voor het optimaal plaatsen van diverse inzetrekken en zeefschalen.



- Belaadhoogte kan bij verschillende bovenrekken variëren
- Bevestiging voor magneetstrip ML/2 voor autom. wagenherkenning

EAN: 4002513808919 / Materiaalnummer: 06442940 / Oud Materiaalnummer: 69187403D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8535	•
PG 8536	•
Productcategorie	
Lafette/rekdrager	•
Onderrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Behandeling van MIC-instrumenten	•
Behandeling van gynaecologische instrumenten	•
Behandeling van KNO-instrumenten	•
Behandeling van OK-schoenen	•
Behandeling van schalen	•
Behandeling van nierbekkens	•
Behandeling van OK-instrumenten	•
Behandeling van zeefschalen	•
Behandeling van diverse hulpstukken	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	50
Buitenmaat, nettobreedte in mm	531
Buitenmaat, nettdiepte in mm	515
Buitenmaat, brutohoogte in mm	100
Buitenmaat, brutobreedte in mm	530
Buitenmaat, brutodiepte in mm	545
Nettogewicht in kg	2,10
Brutogewicht in kg	2,97