


E 319/3

Vlakke zeef

voor optimale bescherming tegen verontreiniging door etiketten of glassplinters.

EAN: 4002513860238 / Materiaalnummer: 06477070 / Oud Materiaalnummer: 69531904D



- Vlakke zeef voor grove verontreinigingen
- Voorkomt vervuiling van laboratoriumglaswerk door etiketten
- Voorkomt vervuiling door glassplinters na glasbreuk

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8535	•
PG 8536	•
Productcategorie	
Afdekking	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	40
Buitenmaat, nettobreedte in mm	460
Buitenmaat, nettodiepte in mm	510
Buitenmaat, brutohoogte in mm	85
Buitenmaat, brutobreedte in mm	630
Buitenmaat, brutodiepte in mm	640
Nettogewicht in kg	1,98
Brutogewicht in kg	2,61