

E 715/1

Wagen

voor het plaatsen van maximaal 4 anesthesie-sets of 12 beademingslangen (1,5 m) en toebehoren.



- Opslag van beademingslangen op een spiraalvormige spoel
- Uitgerust met een aansluiting voor heteluchtdroging
- Magneetstrip automatische wagenherkenning (zonder magneet ML)

EAN: 4002513872699 / Materiaalnummer: 06491890 / Oud Materiaalnummer: 69571502D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Productcategorie</b>	
Wagen voor anesthesie-instrumenten	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van anesthesiemateriaal	•
<b>Capaciteit</b>	
AN-sets [aantal]	4
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	530
Buitenmaat, nettobreedte in mm	600
Buitenmaat, nettodiepte in mm	645
Buitenmaat, brutohoogte in mm	560
Buitenmaat, brutobreedte in mm	640
Buitenmaat, brutodiepte in mm	680
Nettogewicht in kg	9,70
Brutogewicht in kg	10,00
<b>Meegeleverde verpakking</b>	
E 430/1 1/3 zeefschalen [aantal]	1
E 431 inspuiter voor balg-element, Ø 8 x 193 mm [aantal]	1
E 432 houder voor harmonica-beademingslangen [aantal]	1
E 433 houder voor siliconen beademingslangen [aantal]	3
E 434 houder voor kinderbeademingslangen [aantal]	1
E 466 inspuiter 8 x 333 mm, voor ademzak [aantal]	6
E 496 inspuiter 4 x 120 mm [aantal]	15
Magneetstrip voor de automatische wagenherkenning (zonder magneten) [aantal]	1