

E 494  
Gebruik  
voor het los plaatsen van 5 microtiterplaten.



EAN: 4002513926064 / Materiaalnummer: 06570920 / Oud Materiaalnummer: 69549401D

<b>Productcategorisatie</b>	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
<b>Productcategorie</b>	
Overige inzetstukken	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Behandeling van diverse hulpstukken	•
<b>Capaciteit</b>	
Microtiterplaten [aantal]	5
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	35
Buitenmaat, nettobreedte in mm	205
Buitenmaat, nettodiepte in mm	440
Buitenmaat, brutohoogte in mm	100
Buitenmaat, brutobreedte in mm	265
Buitenmaat, brutodiepte in mm	180
Nettogewicht in kg	0,85
Brutogewicht in kg	1,00