


A 12/1

Gebruik

voor het voorzichtig reinigen van kwetsbaar spoelgoed door breking sproeistraal.



- Met perforaties 7 x 7 mm
- Inzetbaar in boven- en onderrek
- Aangeraden gebruik met PG 8536

EAN: 4002513975697 / Materiaalnummer: 06629670 / Oud Materiaalnummer: 69501203D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Productcategorie	
Onderlegstuk	•
Onderlegger	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1
Buitenmaat, nettobreedte in mm	224
Buitenmaat, nettodiepte in mm	429
Buitenmaat, brutohoogte in mm	75
Buitenmaat, brutobreedte in mm	280
Buitenmaat, brutodiepte in mm	510
Nettogewicht in kg	0,37
Brutogewicht in kg	0,56