

E 430/1

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van verschillende instrumenten.



- Bestaand uit draadgaas met 5 mm maaswijdte

EAN: 4002513984422 / Materiaalnummer: 06643200 / Oud Materiaalnummer: 69743003D

<b>Productcategorisatie</b>	
Thermodesinfectoren	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
<b>Productcategorie</b>	
Zeefschaal	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van OK-instrumenten	•
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	40
Buitenmaat, nettobreedte in mm	150
Buitenmaat, nettodiepte in mm	445
Buitenmaat, brutohoogte in mm	100
Buitenmaat, brutobreedte in mm	160
Buitenmaat, brutodiepte in mm	540
Nettogewicht in kg	0,36
Brutogewicht in kg	0,48