


E 950/1

Wagen

voor het optimaal plaatsens van glaswerk met een nauwe hals op 3 niveaus.



- Uitgerust met 232 sproeikoppen
- Niveau 1+3: elk 80 sproeikoppen ID 90 (2,5 x 90 mm)
- Niveau 2: 72 sproeikoppen ID 90 (2,5 x 90 mm)
- Maximale belaadhoogte op alle drie de niveaus is 148 mm

EAN: 4002514072708 / Materiaalnummer: 06696990 / Oud Materiaalnummer: 69595002D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigungs- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PG 8527	•
<b>Productcategorie</b>	
Wagen voor glaswerk met nauwe hals	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
<b>Capaciteit</b>	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	232
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	572
Buitenmaat, nettobreedte in mm	640
Buitenmaat, nettodiepte in mm	790
Buitenmaat, brutohoogte in mm	650
Buitenmaat, brutobreedte in mm	650
Buitenmaat, brutodiepte in mm	820
Nettogewicht in kg	28,20
Brutogewicht in kg	40,00
<b>Meegeleverde verpakking</b>	
Magneetstrip voor de automatische wagenherkenning (zonder magneten) [aantal]	1