

E 404/1

Wagen

voor het optimaal plaatsen van maximaal 38 pipetten.



- Geschikt voor 38 pipetten in ?? rijen
- 1. Rij: 10 pipetten van 100 ml (tot 550 mm), spijlafstand 20 mm
- 2. Rij: 14 pipetten van 25 ml, spijlafstand 26 mm
- 3. Rij: 14 pipetten van 10 ml, spijlafstand 26 mm
- Zonder bevestiging magneetstrip voor automatische wagenherkenning

EAN: 4002514087061 / Materiaalnummer: 06727910 / Oud Materiaalnummer: 69540402D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8535	•
PG 8536	•
Productcategorie	
Wagen voor pipetten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Toepassingsgebied	
Behandeling van pipetten/injectieflacons	•
Capaciteit	
Pipetten [aantal]	38
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	502
Buitenmaat, nettobreedte in mm	535
Buitenmaat, nettodiepte in mm	517
Buitenmaat, brutohoogte in mm	500
Buitenmaat, brutobreedte in mm	550
Buitenmaat, brutodiepte in mm	550
Nettogewicht in kg	5,70
Brutogewicht in kg	7,40