

E 405/1

Wagen

voor het optimaal plaatsen van maximaal 38 pipetten, aansluiting voor heteluchtdroging.



- Geschikt voor 38 pipetten in 3 rijen
- 1. Rij: 10 pipetten van 100 ml (tot 550 mm), spijlafstand 20 mm
- 2. Rij: 14 pipetten van 25 ml, spijlafstand 26 mm
- 3. Rij: 14 pipetten van 10 ml, spijlafstand 26 mm
- Bevestiging voor ML/2 voor wagenherkenning / sproeiarmdetectie

EAN: 4002514087078 / Materiaalnummer: 06727920 / Oud Materiaalnummer: 69540502D

<b>Productcategorisatie</b>	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Productcategorie</b>	
Wagen met aansluiting voor heteluchtdroging	•
Wagen voor pipetten	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Aantal rijen	3
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van pipetten/injectieflacons	•
<b>Capaciteit</b>	
Pipetten [aantal]	38
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	502
Buitenmaat, nettobreedte in mm	535
Buitenmaat, nettodiepte in mm	517
Buitenmaat, brutohoogte in mm	500
Buitenmaat, brutobreedte in mm	540
Buitenmaat, brutodiepte in mm	530
Nettogewicht in kg	6,20
Brutogewicht in kg	8,10