

MAV 27/28

Bekleding bovenbouw

voor het afwerken van de dampcondensator, incl. servicedeur, voor PG 8527/28.



EAN: 4002514111650 / Materiaalnummer: 06757820 / Oud Materiaalnummer: 69252001D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8527	•
PG 8528	•
Productcategorie	
Overige accessoires	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	760
Buitenmaat, nettobreedte in mm	1150
Buitenmaat, nettodiepte in mm	765
Buitenmaat, brutohoogte in mm	120
Buitenmaat, brutobreedte in mm	850
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1160
Nettogewicht in kg	31,90
Brutogewicht in kg	32,00