

MAV 27/28

Bekleding bovenbouw

voor het afwerken van de dampcondensator, incl. servicedeur, voor PG 8527/28.



EAN: 4002514111650 / Materiaalnummer: 06757820 /

Oud Materiaalnummer: 69252001D

Productcategorisatie

Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria •

Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch •

Accessoires bij het toestel

PG 8527 •

PG 8528 •

Productcategorie

Overige accessoires •

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal

Kleur

Roestvast staal

Stand. elektrische aansluiting

Aantal fasen

0

Spanning in V

0-0

Frequentie in Hz

0-0

Totale aansluitwaarde in kW

0,00-0,00

Zekering in A

0-0

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm

760

Buitenmaat, nettobreedte in mm

1150

Buitenmaat, nettodiepte in mm

765

Buitenmaat, brutohoogte in mm

120

Buitenmaat, brutobreedte in mm

850

Buitenmaat, brutodiepte in mm

1160

Nettogewicht in kg

31,90

Brutogewicht in kg

32,00