

Printer  
Protocolprinter  
voor de procesdocumentatie, geïntegreerd



- 8-naalden-matrixprinter voor procesdocumentatie
- Protocolopstelling en -afdruk configureerbaar
- In te bouwen aan de bedienerzijde van de PG 8527
- In te bouwen aan de reine of onreine zijde van de PG 8528

EAN: 4002514111766 / Materiaalnummer: 06758340 / Oud Materiaalnummer: 69247001D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Productcategorie</b>	
Overige accessoires	•
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	1
Nulleiding	N
AC/DC	AC
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50-60
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	305
Buitenmaat, brutobreedte in mm	300
Buitenmaat, brutodiepte in mm	200
Nettogewicht in kg	0,90
Brutogewicht in kg	1,00