


E 103/1

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van reageerbuisjes tot 12 x 75 mm.



- geschikt voor ongeveer 200 reageerbuisjes (tot 12 x 75 mm)
- Verdeeld in 6 vakken
- De maaswijdte bedraagt 8 x 8 mm
- Inclusief deksel A 13

EAN: 4002514231051 / Materiaalnummer: 06907630 / Oud Materiaalnummer: 69510302D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Productcategorie	
Inzet/module voor reageerbuisen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van reageerbuisen	•
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Reageerbuisen [aantal]	200
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	122
Buitenmaat, nettobreedte in mm	200
Buitenmaat, nettodiepte in mm	220
Buitenmaat, brutohoogte in mm	140
Buitenmaat, brutobreedte in mm	245
Buitenmaat, brutodiepte in mm	250
Nettogewicht in kg	0,54
Brutogewicht in kg	0,74
Meegeleverde verpakking	
A 13 Deksel [aantal]	1