


E 104/1

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van reageerbuisjes tot 12 x 105 mm.



- geschikt voor ongeveer 200 reageerbuisjes (tot 12 x 105 mm)
- Capaciteit inclusief deksel A 13
- De maaswijdte bedraagt 8 x 8 mm

EAN: 4002514231068 / Materiaalnummer: 06907640 / Oud Materiaalnummer: 69510402D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Productcategorie	
Inzet/module voor reageerbuizen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van reageerbuizen	•
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Reageerbuizen [aantal]	200
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	152
Buitenmaat, nettobreedte in mm	200
Buitenmaat, nettodiepte in mm	230
Buitenmaat, brutohoogte in mm	165
Buitenmaat, brutobreedte in mm	240
Buitenmaat, brutodiepte in mm	250
Nettogewicht in kg	0,60
Brutogewicht in kg	0,82
Meegeleverde verpakking	
A 13 Deksel [aantal]	1