


E 105/1

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van reageerbuisjes tot 12 x 165 mm.



- geschikt voor ongeveer 200 reageerbuisjes (tot 12 x 165 mm)
- Capaciteit inclusief deksel A 13
- De maaswijdte bedraagt 9 x 9 mm

EAN: 4002514231075 / Materiaalnummer: 06907650 / Oud Materiaalnummer: 69510502D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Productcategorie	
Inzet/module voor reageerbuisen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Aantal vakken	6
Toepassingsgebied	
Behandeling van reageerbuisen	•
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Reageerbuisen [aantal]	200
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	212
Buitenmaat, nettobreedte in mm	200
Buitenmaat, nettodiepte in mm	210
Buitenmaat, brutohoogte in mm	235
Buitenmaat, brutobreedte in mm	240
Buitenmaat, brutodiepte in mm	250
Nettogewicht in kg	0,90
Brutogewicht in kg	1,14
Meegeleverde verpakking	
A 13 Deksel [aantal]	1