

DOS K 60

Doseermodule voor reservoir van 5-10 l

voor automatische dosering vloeibare reinigingsmiddelen, met leegstandindicator.

EAN: 4002514254890 / Materiaalnummer: 06940330 / Oud Materiaalnummer: 69747008D



- Doseerbewaking – hoge procesveiligheid volgens DIN EN ISO 15883
- Voor dosering vloeibaar reinigings-/chemisch desinfectiemiddel
- 300 mm zuiglans voor cans van 5-10 l
- Ombouw zuiglans voor cans 10-30 l verkrijgbaar via Miele Service
- Dosering tot maximaal 120 Milliliter ml/60 seconden

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7831	•
Productcategorie	
Doseersysteem	•
Producteigenschappen	
Opvoersnelheid in ml/60 sec.	120
Lengte van de zuiglans in mm	333
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	1
Nulleiding	N
AC/DC	AC
Spanning in V	230-240
Frequentie in Hz	50
Totale aansluitwaarde in kW	0,02
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	118
Buitenmaat, nettobreedte in mm	235
Buitenmaat, nettodiepte in mm	115
Buitenmaat, brutohoogte in mm	290
Buitenmaat, brutobreedte in mm	250
Buitenmaat, brutodiepte in mm	420
Nettogewicht in kg	2,45
Brutogewicht in kg	2,70