

PG 8597

Dubbelreservoir-waterontharder

Dubbelreservoir-waterontharder, voor continu gebruik van zacht water tot 40° dH.

EAN: 4002514256283 / Materiaalnummer: 06943120 / Oud Materiaalnummer: 69859701D



- Vrijstaand apparaat met wieltjes, kunststof bekleding
- Capaciteit: doorlopend 19 l/min, max. 30 l/min
- 2 containers met elk 4,5 l hars, 1 container voor 20 kg zout
- Vrijstaand apparaat met wieltjes, van boven te vullen
- Doorlopend 19 l/min, max. 30 l/min
- 1 reservoir voor 20 kg zout, 2 reservoir voor 4,5 l hars
- Tweekamersysteem, stroomloos bestuurd op grond van belading
- Tweekamersysteem, stroomloos bestuurd op grond van belading
- Het apparaat beschikt over een wateraansluiting

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Thermodesinfectoren	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PTD 704	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Productcategorie	
Waterbehandeling	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Kunststof
Kleur	Wit
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	570
Buitenmaat, nettobreedte in mm	360
Buitenmaat, nettodiepte in mm	360
Buitenmaat, brutohoogte in mm	680
Buitenmaat, brutobreedte in mm	375
Buitenmaat, brutodiepte in mm	380
Nettogewicht in kg	19,00
Brutogewicht in kg	26,70