

PG 8597

Dubbelreservoir-waterontharder

voor het ononderbroken gebruik van zacht water tot 40° dH.



- Capaciteit: doorlopend 19 l/min, max. 30 l/min
- Vrijstaand apparaat met wieltjes, van boven te vullen
- 1 reservoir voor 20 kg zout, 2 reservoir voor 4,5 l hars
- Tweekamersysteem, stroomloos bestuurd op grond van belading
- Het apparaat beschikt over een wateraansluiting

EAN: 4002514256283 / Materiaalnummer: 06943120 /

Oud Materiaalnummer: 69859701D

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Thermodesinfectoren	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PTD 704	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Productcategorie	
Waterbehandeling	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Kunststof
Kleur	Wit
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	570
Buitenmaat, nettobreedte in mm	360
Buitenmaat, nettodiepte in mm	360
Buitenmaat, brutohoogte in mm	680
Buitenmaat, brutobreedte in mm	375
Buitenmaat, brutodiepte in mm	380

PG 8597

Dubbelreservoir-waterontharder

voor het ononderbroken gebruik van zacht water tot 40° dH.

EAN: 4002514256283 / Materiaalnummer: 06943120 /

Oud Materiaalnummer: 69859701D

Nettogewicht in kg

19,00

Brutogewicht in kg

26,70

