


E 903/1

Module

voor het optimaal plaatsen van TUR-sets (transurethrale resectie).



- Plaatsingsmogelijkheid voor max. 10 holle instrumenten

EAN: 4002514256290 / Materiaalnummer: 06943230 / Oud Materiaalnummer: 69590302D

<b>Productcategorisatie</b>	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
<b>Productcategorie</b>	
Inzet/module voor MIC-instrumenten	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van MIC-instrumenten	•
<b>Capaciteit</b>	
Holle instrumenten [aantal]	10
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	40
Buitenmaat, nettobreedte in mm	461
Buitenmaat, nettodiepte in mm	510
Buitenmaat, brutohoogte in mm	180
Buitenmaat, brutobreedte in mm	550
Buitenmaat, brutodiepte in mm	560
Nettogewicht in kg	2,93
Brutogewicht in kg	3,65
<b>Meegeleverde verpakking</b>	
E 442 spoelhuls, Ø 11 mm, lengte 121 mm, met kap Ø 6 mm [aantal]	3
E 444 trommel voor lichtkabels/zuigslangen [aantal]	1
E 447 adapter vrouwelijk, voor Luer-Lock mannelijk [aantal]	1
E 448 siliconen slang met Luer-Lock-adapter vrouwelijk [aantal]	4
E 453 inspuitser 4 x 110 mm met klem [aantal]	3
E 454 inspuitser voor trocarhulzen 10–15 mm [aantal]	1
E 467 spoelhuls 205 mm voor MIC-instrumenten/ klemtangen [aantal]	3
E 469 spoelhuls 300 mm voor MIC-instrumenten/urologie [aantal]	3
E 907/1 zeefinzet met deksel voor kleine items [aantal]	1
2 m siliconen slang Ø 5 mm	•
Kunststof steun [aantal]	1