

E 906/1

Module

voor het optimaal plaatsen van MIC-instrumenten, zoals voor artroscoopie/laparoscopie.



- Plaatsingsmogelijkheid voor max. 10 holle instrumenten
- Onderverdeling voor bijvoorbeeld artroscoopie, laparoscopie

EAN: 4002514256313 / Materiaalnummer: 06943250 / Oud Materiaalnummer: 69590602D

<b>Productcategorisatie</b>	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Grote reinigungs- en desinfectieautomaten, medisch	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
<b>Productcategorie</b>	
Inzet/module voor MIC-instrumenten	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van MIC-instrumenten	•
<b>Capaciteit</b>	
Holle instrumenten [aantal]	10
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	40
Buitenmaat, nettobreedte in mm	461
Buitenmaat, nettodiepte in mm	510
Buitenmaat, brutohoogte in mm	160
Buitenmaat, brutobreedte in mm	545
Buitenmaat, brutodiepte in mm	530
Nettogewicht in kg	2,87
Brutogewicht in kg	3,56
<b>Meegeleverde verpakking</b>	
E 336 spoelhuls MIBO, Ø 11 mm, lengte 121 mm [aantal]	1
E 362 blindschroef [aantal]	2
E 442 spoelhuls, Ø 11 mm, lengte 121 mm, met kap Ø 6 mm [aantal]	5
E 443 spoelhuls, Ø 11 mm, lengte 121 mm, met kap Ø 10 mm [aantal]	3
E 448 siliconen slang met Luer-Lock-adapter vrouwelijk [aantal]	2
E 454 inspuiter voor trocarhulzen 10–15 mm [aantal]	1
E 456 openingsveer voor MIC-instrumenten [aantal]	2
E 464 houder voor inspuiters E 454 [aantal]	1
E 908/1 inzetrek voor demonteerbare MIC-instrumenten/ werkeinden [aantal]	1