

E 912/2

Wagen

voor het optimaal plaatsen van 4 ISO-containers met deksel.



- Reservoirgrootte: 180 x 400 x 600 mm
- Magneetstrip automatische wagenherkenning (incl. magneet ML)

EAN: 4002514257976 / Materiaalnummer: 06943860 / Oud Materiaalnummer: 69591203D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8527	•
PG 8528	•
Productcategorie	
Wagen voor containers	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van containers	•
Capaciteit	
ISO-containers hoogte 18 cm [aantal]	4
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	455
Buitenmaat, nettobreedte in mm	640
Buitenmaat, nettodiepte in mm	790
Buitenmaat, brutohoogte in mm	650
Buitenmaat, brutobreedte in mm	650
Buitenmaat, brutodiepte in mm	800
Nettogewicht in kg	13,00
Brutogewicht in kg	22,00
Meegeleverde verpakking	
Magneetstrip voor de automatische wagenherkenning (zonder magneten) [aantal]	1