


KFR 9000

Flessenrek

voor een veilige, ruimtebesparende opslag van flessen in de koelkast.



EAN: 4002514270203 / Materiaalnummer: 06962260 /
Oud Materiaalnummer: 36996040EU1

- Voor koel-diepvriescombinaties
KFN 2 x 1 xx
- Voor horizontaal en stabiel bewaren
van bijvoorbeeld wijn
- Kan variabel op verschillende
hoogtes worden ingeschoven
- Van verchroomd metaal
- Geschikt voor max. 9 flessen,
afhankelijk van de grootte en vorm