

E 703/1

Opzet

voor het optimaal plaatsen van max. 7 holle instrumenten.



- Injectormodule voor de wagens E 525/2 en E 701/2

EAN: 4002514312064 / Materiaalnummer: 07025350 / Oud Materiaalnummer: 69570302D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7824	•
G 7826	•
Productcategorie	
Overige inzetrekken/overige modules	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van holle instrumenten	•
Capaciteit	
Holle instrumenten [aantal]	7
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	170
Buitenmaat, nettobreedte in mm	80
Buitenmaat, nettodiepte in mm	555
Buitenmaat, brutohoogte in mm	680
Buitenmaat, brutobreedte in mm	560
Buitenmaat, brutodiepte in mm	650
Nettogewicht in kg	0,85
Brutogewicht in kg	1,00
Meegeleverde verpakking	
E 362 blindschroef [aantal]	3
E 447 adapter vrouwelijk, voor Luer-Lock mannelijk [aantal]	1
E 449 adapter mannelijk, voor Luer-Lock vrouwelijk [aantal]	2
E 980 hoekadapter [aantal]	3
Inspuiter Ø 4 mm, lengte 110 mm [aantal]	3
Inspuiter Ø 4 mm, lengte 120 mm, met klemveer [aantal]	3