

S 5211



EAN: 4002514401058 / Materiaalnummer: 07161790 /
Oud Materiaalnummer: 41521123B

Algemene informatie	
Typeaanduiding	S 5211
Materiaalnummer fabrikant	07161790
EAN-nummer	4002514401058
Model	
Typeaanduiding	S5211
Model en design	
Kleur	Koioranje
Bedieningsgemak	
Elektronische zuigkrachtregeling	Draaiknop met 6 standen
Ergonomische draagbeugel	•
Ergonomische handgreep	•
Zuigbuis	Roestvrijstalen telescopische zuigbuis
Parkeersysteem voor het tijdelijk onderbreken van het stofzuigen	•
Mobiliteit	
Driepunts-zwenksysteem	•
Bereik in m	10
Snoerlengte in m	6,5
Filtersysteem	
Type stofzak	GN
Inhoud stofzuigerzak in l	4,5
Controlelampje voor vervangen stofzuigerzak	•
Uitblaasfilter	AirClean filter
Veiligheid	
Vergrendelingssysteem voor zuigmond en handgreep	•
Automatische positionering van stofzuigerzak	•
Technische gegevens	
Volume in dB	73,0
Breedte in mm	487
Hoogte in mm	227
Diepte in mm	275
Gewicht in kg	8,8
Bijbehorende accessoires	
Meubelzuigmond	•
Kierenzuiger	•
Reliëfborstel natuurhaar	•