

TK 180
Droogrek
om vast te maken in de droger.



- Geschikt voor PT 5186 en PT 7186
- Voor het drogen van kwetsbare stoffen
- Optimaal voor het drogen van bijvoorbeeld sportschoenen

EAN: 4002514715698 / Materiaalnummer: 07289550 / Oud Materiaalnummer: 59018001D

Productcategorisatie	
Droogkasten	•
Toestel-/accessoircategor.	
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PWT 6089	•
Productcategorie	
Droogrek	•
Producteigenschappen	
Elektrische aansluiting	OHNE
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	0
Buitenmaat, brutohoogte in mm	475
Buitenmaat, brutobreedte in mm	550
Buitenmaat, brutodiepte in mm	550
Nettogewicht [kg]	0,96
Brutogewicht in kg	2,94