

FP ED

Filterplaatje

herbruikbaar, van RVS, voor het behandelen van nauwe canules.



- Om verstoppingen door kleine deeltjes te voorkomen
- Eenvoudig herbruikbaar voor duurzaam gebruik

EAN: 4002514494548 / Materiaalnummer: 07290770 / Oud Materiaalnummer: 69751202D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Productcategorie	
Filter	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van oogheelkundige instrumenten	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1
Buitenmaat, nettobreedte in mm	33
Buitenmaat, nettodiepte in mm	33
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	80
Buitenmaat, brutodiepte in mm	120
Diameter in mm	30
Nettogewicht in kg	0,00
Brutogewicht in kg	0,00