

E 478/1

Houder

voor het optimaal reinigen van 4 nauwe canules (Sauter-canules).



- Uitgerust met een RVS-filterplaat (FP-ED)

EAN: 4002514496948 / Materiaalnummer: 07292920 / Oud Materiaalnummer: 69747802D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Houder	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van MIC-instrumenten	•
Behandeling van oogheekkundige instrumenten	•
Capaciteit	
Holle instrumenten [aantal]	4
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	0
Buitenmaat, brutohoogte in mm	80
Buitenmaat, brutobreedte in mm	95
Buitenmaat, brutodiepte in mm	110
Nettogewicht in kg	0,19
Brutogewicht in kg	0,23